


Analiza danych - wiczenie O10

Prosz o rozwinięcie zmiany analizy danych z wiczenia O10. Opisana poniżej propozycja oparta jest na założeniach fizycznych i nie wymaga zgadywania jakiej postaci jest krzywa dyspersji. Dodatkowo pozwala zlinearyzować problem wyznaczania krzywej dyspersji. Umożliwia to studentom zastosowanie standardowych metod regresji liniowej. Dzięki temu w analizie studenci mogą korzystać ze standardowych programów np. Excel. Standardowa metoda regresji liniowej pozwala także na łatwe znalezienie niepewności dla wyznaczanych danych o fali "nieznanej" lampy. Poniżej przedstawiam metodę linearyzacji problemu z dokładnymi przeliczeniami. Dalsze kroki analizy są takie jak do tej pory, tylko korzysta się z wyprowadzonego wzoru na dyspersję.



Dla przedstawionych na rysunku zależności możemy znaleźć relacje pomiędzy kątami i współczynnikiem załamania pryzmatu

$$n = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{\sin \alpha_1}{\sin \beta_1} \quad (1)$$

Korzystając z rysunku możemy także znaleźć relacje pomiędzy kątami

$$\delta = (\alpha - \beta) + (\alpha_1 - \beta_1), \quad (2)$$

$$\varphi = \beta + \beta_1, \quad (3)$$

$$\delta = \alpha - \beta + \alpha_1 - \varphi + \beta = \alpha + \alpha_1 - \varphi. \quad (4)$$

Podstawiając te związki do pierwszego równania otrzymujemy

$$n = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{\sin(\delta + \varphi - \alpha)}{\sin(\varphi - \alpha)} = \frac{\sin \delta \cos(\varphi - \alpha) + \cos \delta \sin(\varphi - \alpha)}{\sin(\varphi - \alpha)}. \quad (5)$$

Kąt odchylenia δ dla zadanej długości fali można wyrazić przez kąt najmniejszego odchylenia δ_m oraz pewien kąt γ

$$\delta = \delta_m + \gamma. \quad (6)$$

Jeżeli kąt γ jest mały to możemy skorzystać z rozwinięcia w szereg

$$\sin(\delta_m + \gamma) = \sin \delta_m + \gamma \cos \delta_m, \quad (7)$$

$$\cos(\delta_m + \gamma) = \cos \delta_m - \gamma \sin \delta_m. \quad (8)$$

Korzystając z tych wyrażenia możemy licznik we wzorze 5 przepisać w postaci

$$\begin{aligned} \sin \delta \cos(\varphi - \alpha) + \cos \delta \sin(\varphi - \alpha) = \\ \sin \delta_m \cos(\varphi - \alpha) + \cos \delta_m \sin(\varphi - \alpha) + \gamma [\cos \delta_m \cos(\varphi - \alpha) - \sin \delta_m \sin(\varphi - \alpha)] \end{aligned} \quad (9)$$

Ostatecznie można pisać współczynnik załamania z kątem odchylenia γ mierzonym względem kąta najmniejszego odchylenia

$$n = A + B\gamma, \quad (10)$$

gdzie stała A i B wyrażają się przez odpowiednie funkcje trygonometryczne kątów. Nie wypisujemy tej zależności ponieważ nie jest ona potrzebna do dalszej analizy. Ważne jest tylko i współczynnik załamania jest teraz liniową funkcją γ . W przybliżeniu małych kątów położenie prędkości na skali spektrometru x jest proporcjonalne do kąta γ . Ostatecznie otrzymujemy i współczynnik załamania jest liniową funkcją położenia linii odczytywaną na skali spektrometru.

$$n = A_1 + B_1 x. \quad (11)$$

Korzystamy teraz z przybliżonego wzoru Cauchy'ego na zależność współczynnika załamania od długości fali λ (proszę zauważyć i w skrypcie wzór 4.11.2 jest zapisany z błędem)

$$n = a + \frac{b}{\lambda^2}. \quad (12)$$

Jeżeli z sobiemy wzory 10 i 11 otrzymujemy zależność położenia linii od odpowiadającej jej długości fali

$$\frac{1}{\lambda^2} = c + dx. \quad (13)$$

Można teraz wyniki pomiarów przedstawić na wykresie zależności $1/\lambda^2$ w funkcji x . Do takich danych można dopasować linię prostą korzystając z regresji liniowej. Mając współczynniki c i d z regresji wraz z ich niepewnościami można obliczyć długości fali dla "nieznanej" lampy wraz z ich niepewnościami.